

Retail article no. 40072

Revision date October 2020

Välkommen till TEMPUR®

Tack och grattis till att du valde TEMPUR®! Du är nu en av dom som anslutit sig i vår snabbt växande skara av ägare över hela världen som njuter av den fantastisk komfort och de tryckavlastande fördelarna som våra produkter ger. Ingenting känns, stödjer eller anpassar sig efter din kropp som vårt TEMPUR®-material. Denna guide innehåller allt du behöver veta om att ta hand om och få ut det bästa av din TEMPUR®-produkt. För produktspecifik information, besök garanti.tempur.com

Så här sköter du dina TEMPUR®-produkter

Vid leverans av din säng/madrass

Under leverans kan överdragen på större produkter såsom madrasser flytta sig från sin ursprungliga position. När du har packat upp din TEMPUR®-produkt, kan du räkna med att det tar lite tid innan TEMPUR®-materialet värms upp i omgivande lufttemperatur. Sedan kan du enkelt släta till överdraget till rätt plats, för hand.

Den nya "produktlukten"

När du har packat upp din nya produkt, märker vissa människor av en viss lukt från sin nya TEMPUR®-produkt. Denna är helt ofarligt och kommer att försvinna efter en kort tids användning. Låt produkten luftas eller andas, helst utan något övertäckt, i ett välventilerat rum före och efter användning för att påskynda processen.

Om TEMPUR®-materialet

TEMPUR®-materialet är en tryckavlastande yta, konstruerad med en viskoelastisk öppen cellstruktur som absorberar och jämnt fördelar kroppens vikt för maximal komfort. De temperaturkänsliga egenskaperna gör att det mjuknar, komprimerar och anpassar sig till kroppens unika form och vikt vid genomsnittlig rumstemperatur för personlig support. TEMPUR®-skummaterialets höga densitet garanterar maximal dimensionsstabilitet och komfort.

TEMPUR®-skummaterialet reagerar på kroppens termiska påverkan. Viskoelasticiteten i skummaterialet säkerställer att din TEMPUR® återgår till sin ursprungliga form efter kompression, med en viss inbyggd fördröjning. Denna fördröjning varierar med olika temperaturer. Du kan förvänta dig en fastare känsla under svalare förhållanden på 18°C eller lägre och ju högre temperatur desto mjukare kommer din TEMPUR® att kännas.

Att vänja sig vid känslan

Om din tidigare madrass eller kudde använde mer traditionella stödmetoder som resår, fjädrar och/eller fiber, är det troligt att dina TEMPUR®-produkter initialt kommer

att kännas annorlunda. De unika tryckavlastande egenskaper hos TEMPUR®-materialet kan ta lite tid för kroppen att anpassa sig till och vänja sig vid känslan.

Inkörningsperioden

TEMPUR®-MADRASS

Ju mer tid du spenderar på eller i sängen: vilar, läser eller tittar på TV, desto bättre! Den extra rörelsen hjälper cellerna i TEMPUR®-materialet att öppna upp. När cellerna i materialet öppnas upp "andas" de och svarar snabbare på vikt och temperatur, men de kommer alltid återgå till sin ursprungliga form. För användaren kan det kännas som att madrassen blir mjukare, men i själva verket blir det ingen förändring i produktens tryckavlastande egenskaper.

Behöver inte vändas

Framsteg inom TEMPUR®-teknologin gör att det är enkelt att underhålla och sköta en Tempur®-produkt. Varje madrassmodell är uppbyggd i flera lager och du sover på översidan. För att förlänga produktens livslängd kan du då och då rotera din madrass från huvud- till fotända.

TEMPUR®-KUDDAR

- Under de första 2-3 veckorna, kan det hjälpa till om du använder dem som stödkuddar under dagen, på så sätt förbättrar du stödet och tryckavlastningen som de är avsedda att leverera när du sover.
- Om du har valt en kudde med lös fyllning, rekommenderar vi dig att skaka, knåda och "puffa" den regelbundet för att få kuddfyllningen jämnt på plats efter användning (avser kuddar fyllda med TEMPUR®-skummaterialgranulat).

Flytt, transport, lagring och bortskaffande

- Om inte annat anges ska TEMPUR®-produkter INTE böjas eller pressas ut ur sin ursprungliga form, eftersom du riskerar att skada skumaterialet och förlora alla egenskaper och fördelar det medför.
 - På grund av skummateriallets karaktär i TEMPUR®-produkter kan det komprimeras något under transport eller lagring. Detta förväntas, produkten kommer att återgå till sin normala storlek efter en kort tid i rumstemperatur.
 - Rulla inte ut en TEMPUR®-bäddmadrass när det är kallt, eftersom du riskerar att riva sönder materialet eller att det blir sprickbildning i skumaterialet. Låt TEMPUR®-bäddmadrasser anpassa sig till rumstemperatur innan du rullar ut dem.
 - TEMPUR®-produkter ska förvaras i sin ursprungliga form.
- Undantaget från detta är TEMPUR® Travel Pillow, som kan transporteras rullad i den medföljande påsen (påsen ska endast användas när du reser för att undvika permanent deformation av kudden).
- TEMPUR®-madrasser måste förvaras platt, helst i originalförpackningen.
 - TEMPUR®-bäddmadrasser kan förvaras antingen upprullad eller förvaras platt.
 - TEMPUR®-produkter ska förvaras i en torr miljö (maximal 65% relativ luftfuktighet).
 - För kassering och avfallshantering av din begagnade använda produkt hänvisas till den lokala myndigheten i ditt land.

Symboler

Följande symboler används på produkten, förpackningen eller i denna handbok.

 Tillverkare	 Tillverkningsdatum	 Lot-nummer	 CE-märkta som medicintekniska produkter klass 1, i enlighet med kraven i förordningen om medicintekniska produkter MDR (EU) 2017/745
 Medicinteknisk produkt	 ↑UP Produktens riktning är tryckt på madrassens skumkärnor	 Se bruksanvisningen	 Naturgummilates förekommer som konstruktionsmaterial i produkten
 Undvik öppen låga	 Gräns för luftfuktighet	 Förvaras torrt	 Rekommenderad max-användarvikt

CE-märkning

Många Tempur-produkter klassificeras som medicintekniska produkter, klass I och CE-märkta i enlighet med MDR (EU) 2017/745.

Kontrollera produktetiketten placerad inuti textilöverdraget för att se om produkten du har köpt är CE-märkt.

Den avsedda användningen av CE-märkta produkter är att förhindra eller minska risken för att utveckla trycksår hos vuxna. Denna effekt uppnås genom de tryckfördelande egenskaperna hos TEMPUR®-skummaterialet.

De CE-märkta produkterna är avsedda för hemvård. Det är viktigt att rörelsehindrade användare omplaceras/ändrar position regelbundet.

De CE-märkta TEMPUR®-madrasserna och bäddmadrasserna är lämpliga för vikter upp till 150 kg.

I händelse av en allvarlig incident med produkten måste tillverkaren och behörig myndighet i användarens hemland informeras.

För att rapportera en incident till tillverkaren ska du rapportera incidenten som ett garantiklagomål genom att följa instruktionerna i avsnittet "garanti" i denna handbok.

Observera ytterligare instruktioner för användning

Varningar och försiktighetsåtgärder

Följande symboler och text kommer att användas för att uppmärksamma dig på möjliga farliga och oönskade situationer. Observera att underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller skada på produkten.

	VARNING	Se upp för situationer eller metoder som kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador
	VAR FÖRSIKTIG	Se upp för situationer eller metoder som kan orsaka måttliga eller mindre personskador
	VIKTIGT	Se upp för situationer eller metoder som kan leda till skador på produkten eller annan egendom

 Varning: Lämna inte spädbarn, småbarn eller äldre utan uppsikt på madrassen eller kudden om de inte lätt kan vända av sig själva.

 Varning: Det är viktigt att användare med rörelsehinder omplaceras/ändrar läge regelbundet.

Oaktsamhet orsakar brand - vi rekommenderar starkt att inte röka i sängen eller när du använder produkterna.

 Varning: Brandrisk: Produkterna får inte utsättas för öppna lågor.

 Var försiktig: Använd inte dynor på TEMPUR®-madrasser eller bäddmadrasser, eftersom de kan minska de tryckavlastande egenskaperna. För att säkerställa optimalt stöd föreslår vi att du använder ett lakan direkt på madrassen.

 Var försiktig: Observera att TEMPUR®-skummaterial fungerar bäst som svar på användarens naturliga värme, därför rekommenderas inte en elektrisk filt och/eller varmvattenflaska. Värmen från en elektrisk filt kommer temporärt förskjutna temperaturkänsligheten i TEMPUR®-skummaterial. Men om användaren fortfarande skulle föredra att använda en elektrisk filt, föreslår vi att göra så med ett separat lakan och undvika direkt kontakt med TEMPUR®-skummaterialet.

o VIKTIGT: Följ alltid bruksanvisning från leverantören av den elektriska filten.

o VIKTIGT: Om din varmvattenflaska skulle utveckla en läcka som väter ner, fläckar eller skadar din madrass, upphävs garantin.

VIKTIGT:

- TEMPUR®-madrasser måste alltid placeras på ett ventilerat underlag, t.ex. fjädrar eller ribbor, för att förhindra att fukt ackumuleras i madrassen.
- Använd inte en TEMPUR®-kudde med vått hår, eftersom skummaterialet skadas
- Rulla inte ut en TEMPUR®-bäddmadrasser när det är kallt, eftersom du riskerar att riva sönder

eller att det uppstår sprickor i skummaterialiet. Låt TEMPUR®-bäddmadrasser anpassa sig till

rumstemperatur innan du rullar ut dem.

- Vik, böj eller pressa inte din TEMPUR®-produkt i form eftersom det finns risk för att skummaterialiet skadas.
- Ändra inte eller reparera din produkt - det upphäver garantin.

Rengöring och underhåll

- De flesta textilöverdrag kan tas bort och tvättas. Följ den specifika rengöringsanvisningen för din produkt på produktetiketten inuti textilskyddet.
- Speciella textilöverdrag som innehåller TEMPUR®-skummaterial som inte kan tvättas eller kemtvättas, kan enkelt tas bort för vådring och borstning.

TEMPUR® Down Luxe Pillow:

- Ta bort skumfodralet med granulat av TEMPUR®-skum innan du tvättar dunfodralet.
- Använd enzymfritt tvättmedel för dunfodralet och torktumla med ett par torkbollar (eller rena tennisbollar) för att undvika att dunet klumpar sig och att det torkar jämnt.
- Använd inte sköljmedel till dunfodralet.
- Tips: Väg dun Luxe-kuddfodralet (utan skumpåsen) innan du tvättar. Torktumla fodralet efter tvätt tills fodralet har samma vikt som före tvätt. Då vet du att dunfodralet är helt torrt.

VIKTIGT:

- Tvätta inte TEMPUR®-skummaterialiet.
- Undantaget från detta är TEMPUR® EasyClean-kudden som kan tvättas (följ de specifika rengöringsanvisningarna på produktens etikett inuti kuddens textilhölje
- Använd inte ångrengöring eller kemtvätta TEMPUR®-skummaterialiet.

VIKTIGT:

- TEMPUR®-produkterna måste ventileras regelbundet för att avlägsna fukt.

 Var försiktig: När du har tvättat textilöverdraget, se till att madrassens textilöverdrag byts ut/sätts tillbaka enligt riktningen som är tryckt på sidan av madrasskärnan. TEMPUR®-skummaterialiet som ger maximal komfort och tryckavlastning finns bara på ovansidan av kärnan.

 Var försiktig: När du har tvättat textilöverdraget på sittprodukter eller kuddar med skumlager, tänk på skumkärnans riktning när produkterna återmonteras. TEMPUR®-skummaterialiet som ger maximal komfort och tryckavlastning finns bara på ovansidan av kärnan.

Teknisk produktinformation

- Vissa TEMPUR®-produkter har en halkfri beläggning på undersidan. Denna beläggning säkerställer att produkten inte glider när den används.
- TEMPUR®-produkter finns i flera olika storlekar och anpassade storlekar. Produktens vikt beror på produktens storlek. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran.

- Innehållsmaterial - se produktetiketten, som sitter inuti textilöverdraget.

Latex

-Vissa TEMPUR®-produkter är tillverkade av skumskikt med TEMPUR®-skummaterial på toppen och med ett lim som innehåller latex mellan skikten.

-Kontrollera produktetiketten inuti textilöverdraget för att se om produkten du har köpt innehåller latex.

-TEMPUR®-skummaterial och textilöverdraget innehåller inte latex.

Brandsäkerhetsstandarder



Varning: Brandrisk: Produkterna får inte utsättas för öppna lågor.

TEMPUR®-produkter	Brandsäkerhet
Madrasser, bäddmadrasser	EN 597-1 (Cigarett)
Madrasser och bäddmadrasser (versioner med brandskyddsmedel)	BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (cigarett) DS/EN 597-2 (Tändsticka) BS 5852 (Crib V) på skum
Kuddar, kuddar och positioneringsprodukter (gjuten och granulatfyllning)	EN/ISO 12952-1 (Cigarett)
Kuddar, kuddar och positioneringsprodukter, gjutna (versioner med brandskyddsmedel)	(EN/ISO 12952-1 (Cigarett) EN/ISO 12952-2 (Tändsticka) BS 5852 (Crib V) på skum
Kuddar, dynor och positioneringsprodukter med granulatfyllning (versioner med brandskyddsmedel)	EN/ISO 12952-1 (Cigarett) EN/ISO 12952-2 (Tändsticka) BS 5852 (source 2) på skum
Down Luxe Pillow (versioner med brandskyddsmedel)	BS 5852 (source 2) på skumsmulor BS 5852 (source 2) på dun

Tillverkare



Dan-Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup
Denmark

*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPUR-Sealy International, Inc